

简单就是科技

SIMPLE



公司官网



微信公众号

深圳简单医疗科技有限公司

Simple Medical (Shenzhen) Limited

地址: 深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋909 邮编: 518131

网址: www.simplemedical.cn

www.simplegroup.net

电话: 0755-86038563

邮箱: diego@simplegroup.net

版本: 20250701

本彩页内容最终解释权、版权、修订权归本公司所有, 技术参数或外观如有变化, 请以实物和实物公布内容为准。恕不另行通知, 翻印必究。

固定器系列2025

目录



关于我们	04
膝骨性关节炎解决方案	06
膝部固定器 S2	07
膝部固定器 X1	09
膝部固定器 M1	11
创伤解决方案	13
下肢部位	
膝部	15
髌部	25
下肢	28
踝部	29
足部	33
上肢部位	
肘部	38
肩部	39
手部	46
脊柱解决方案	
颈椎	53
脊柱	53
3D打印医疗	60

关于我们

深圳简单医疗科技有限公司起源于2006年,由一支20多年累积经验的专业团队组建,专注于骨科康复医疗领域。

我们拥有强大的研发团队、ISO13485认证的工厂生产基地,集研发、生产、销售为一体,致力于打造世界一流的骨科康复医疗器械。

我们有最先进的康复产品线,创有SIMPLE自主品牌,以人体工程轻量化为核心设计理念,更佳的品质及用户体验为基础,精益求精、匠心制造。

完善的产品系列覆盖全身关节及脊柱,针对OA骨性关节炎、上肢关节、下肢关节、及脊柱等关节损伤提供康复解决方案,向全球市场输出高端中国制造产品。

在国内,我们代理国际知名品牌的物理治疗、运动治疗产品线,将国际高端设备引入中国,帮助更多国内患者,在骨科康复领域获得更全面的康复解决方案。

我们的目标很简单:

提供可靠的康复医疗产品及高效服务,帮助我们的合作伙伴引领市场,帮助终端用户提升康复体验、恢复人体日常活动功能。

朝着这一目标,我们的研发团队对每一款产品都不断创新、测试,确保产品的可靠性,并在多方验证中得到优于同类产品的良好反馈。

我们的生产团队精益求精,不断将质量推向更高水平。

发展历程

- 2006 香港 主营医疗器械配件的研发和销售
- 2009 深圳 开拓医疗器械在中国大陆的研发、生产和销售市场
- 2011 东莞 医疗器械生产基地扩大到10000平方米
- 2012 中国 开始与全国各地医院建立运动医学临床培训基地和产品研发
- 2016 深圳 简单医疗正式注册, SIMPLE商标取得官方授权
- 2017 南京 建立国内营销中心
- 2019 中国 中国康复辅助器具协会理事单位
- 2020 中国 获得国家高新技术企业认定
- 2021 深圳 CE MDR 认证
- 2023 深圳 专精特新中小企业
- 2024 美国 Simple Medical Products, Inc.成立
- 2024 东莞 35000平方米简单医疗产业园开始建设

✦ 膝骨性关节炎解决方案

骨关节炎(OA)是最常见的关节炎。医学上称之为退行性关节病或“磨损性”关节炎。它最常发生在膝盖，因为膝关节是人体重要的支撑柱，承载着上半身70%的重量。

膝关节骨关节炎是由覆盖关节处骨头末端的关节软骨退化或破坏引起的。软骨充当骨骼之间的缓冲垫，为骨骼相互移动提供光滑的表面。当软骨退化时，骨头实际上可能会相互摩擦。您的医生通常将其称为“骨对骨”骨关节炎。患有OA，关节内的软骨开始分解，骨头开始改变。这些变化通常发展缓慢，并随着时间的推移变得更糟。

OA会引起膝关节疼痛、僵硬和肿胀。在某些情况下，它还会导致功能下降和残疾。有些人不再能够做日常工作。

早期的治疗干预可能会提高多年甚至一生中保持关节完整性和功能的几率，从而避免疼痛和可能需要的关节置换手术。

简单医疗拥有一系列OA膝关节固定器，帮助管理OA，提高生活质量。



膝部固定器

商品名：膝关节OA固定器 S2

适应症

- 单间室轻度至中度膝关节骨关节炎
- OA膝关节疼痛

航空级铝合金铰链, 轻便、高强度

舒适的防滑衬垫



双可调式铰链, 压力更均衡、穿戴更舒适



屈伸角度可调整
可伸展至: 0°, 5°, 15°, 20°, 25°
可弯曲至: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°



快速卡扣系统



内外翻角度独特调整, 调整范围+/-40°



专利信息


- 外观设计专利证书ZL 2017300948954
- 实用新型专利证书ZL 2017203907486
- 实用新型专利证书ZL 2017203907490

产品型号

品名	型号
SIMPLE 膝部固定器, 左	11007
SIMPLE 膝部固定器, 右	11011

尺码

- F(均码)



膝部固定器

商品名：膝关节OA固定器 X1

特点与优势

- 舒适呼吸面料
- 快速有效卸荷
- 双可调式铰链, 压力均匀更舒适
- 屈伸角度可调整
可伸展至: 0°, 5°, 15°, 20°, 25°
可弯曲至: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- 高精度蜗轮蜗杆内外翻, 调整范围+/-40°

适应症

- 单间室轻度至中度膝关节骨关节炎
- OA膝关节疼痛

产品型号


品名	型号
SIMPLE 膝部固定器, 左	11005
SIMPLE 膝部固定器, 右	11006

专利信息

- 实用新型专利证书ZL 2017203907486

尺码

尺码	大腿圆周长	膝关节圆周长	小腿圆周长
S	15.5 - 18.5" (39 - 47 cm)	13 - 14" (33 - 35.5 cm)	12 - 14" (30.5 - 35.5 cm)
M	18.5 - 21" (47 - 53.25 cm)	14 - 15" (35.5 - 38 cm)	14 - 16" (35.5 - 40.5 cm)
L	21 - 23.5" (53.25 - 59.5 cm)	15 - 17" (38 - 43 cm)	16 - 18" (40.5 - 47 cm)
XL	23.5 - 26.5" (59.5 - 67.25 cm)	17 - 19" (43 - 48.25 cm)	18 - 20" (47 - 50.75 cm)
XXL	26.5 - 29.5" (67.25 - 75 cm)	19 - 21" (48.25 - 53.25 cm)	20 - 22" (50.75 - 56 cm)



膝部固定器

商品名：双边直立OA固定器 M1

适应症

- 严重的单髁膝骨关节炎 (至少三级) 伴有韧带不稳定
- 胫骨高位截骨之前缓解膝单间室骨关节炎
- 用于缓解疼痛的应力性骨折 (如: 胫骨头)
- 软骨手术 / 软骨成形术 / 半月板再固定 / 移位切骨术, 需要术
- 后缓解内侧或外侧腔隙压力的情况
- 内侧或外侧腔隙严重过载
- 禁忌手术情况下的保守治疗



快速卡扣，方便穿戴



双边铰链调整
- 通过调整施力角度来实现正常步态的能力



产品型号


品名	型号
SIMPLE 膝部固定器, 左	11018
SIMPLE 膝部固定器, 右	11019

专利信息

- 实用新型专利证书ZL 2020208609752
- 实用新型专利证书ZL 2022224735071

尺码

尺码	大腿圆周长	膝关节圆周长	小腿圆周长
S	15.5 - 18.5" (39 - 47 cm)	13 - 14" (33 - 35.5 cm)	12 - 14" (30.5 - 35.5 cm)
M	18.5 - 21" (47 - 53.25 cm)	14 - 15" (35.5 - 38 cm)	14 - 16" (35.5 - 40.5 cm)
L	21 - 23.5" (53.25 - 59.5 cm)	15 - 17" (38 - 43 cm)	16 - 18" (40.5 - 47 cm)
XL	23.5 - 26.5" (59.5 - 67.25 cm)	17 - 19" (43 - 48.25 cm)	18 - 20" (47 - 50.75 cm)



• 创伤解决方案

创伤主要是指由于病人受到外力、外伤的打击产生病症，比如病人发生四肢骨折、腰椎的骨折及关节脱位、关节的韧带损伤，半月板损伤及肌肉软组织损伤等。

许多并发症伴随创伤而来，如疼痛、虚弱，关节活动范围和灵活性下降，肌肉萎缩、肌力下降等。

如果没有适当的治疗，它会导致无法执行功能性、职业性和娱乐性活动。

简单医疗提供了一系列的固定器产品。它们设计新颖，材料轻便，性能优越。



膝部固定器

商品名：膝关节固定器 H1

特点与优势

- 快速卡扣系统
- 舒适的防滑衬垫
- 航空级铝合金框架
- 轻便、高强度、可再塑
- 屈伸角度可调整
- 可伸展至:0°, 5°, 15°, 20°, 25°
- 可弯曲至:0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

适应症

- 前交叉韧带 (ACL) 保守 / 术后治疗
- 侧副韧带 (MCL、LCL) 保守 / 术后治疗
- 膝关节不稳的保守治疗
- 半月板干预的术后治疗
- 软骨干预的术后治疗
- 体育运动防护
- 过度伸展

产品型号


品名	型号
SIMPLE 膝部固定器, 左	11003
SIMPLE 膝部固定器, 右	11004

专利信息

- 外观设计专利证书ZL 2018305653766
- 实用新型专利证书ZL 2018202895414
- PCT 编号: PCT/CN2018/079081

尺码

尺码	大腿圆周长	膝关节圆周长	小腿圆周长
S	15.5 - 18.5" (39 - 47cm)	13 - 14" (33 - 35.5cm)	12 - 14" (30.5 - 35.5cm)
M	18.5 - 21" (47 - 53.25cm)	14 - 15" (35.5 - 38cm)	14 - 16" (35.5 - 40.5cm)
L	21 - 23.5" (53.25 - 59.5 cm)	15 - 17" (38 - 43 cm)	16 - 18" (40.5 - 47cm)
XL	23.5 - 26.5"(59.5 - 67.25cm)	17 - 19"(43 - 48.25cm)	18 - 20"(47-50.75cm)



膝部固定器

商品名：膝关节固定器 H2

特点与优势

- 快速卡扣系统
- 舒适的防滑衬垫
- 航空级铝合金框架
- 轻便、高强度、可再塑
- 屈伸角度可调整
可伸展至:0°, 5°, 15°, 20°, 25°
可弯曲至:0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

适应症

- 后交叉韧带 (PCL) 保守 / 术后治疗
- 前交叉韧带 (ACL)、侧副韧带 (MCL、LCL) 保守 / 术后治疗
- 膝关节不稳的保守治疗
- 半月板干预的术后治疗
- 软骨干预的术后治疗
- 体育运动防护
- 过度伸展

产品型号



品名	型号
SIMPLE 膝部固定器, 左	11012
SIMPLE 膝部固定器, 右	11013

专利信息

- 外观设计专利证书ZL 2018305653766
- 实用新型专利证书ZL 2018202895414
- PCT 编号：PCT/CN2018/079081

尺码

尺码	大腿圆周长	膝关节圆周长	小腿圆周长
S	15.5 - 18.5" (39 - 47cm)	13 - 14" (33 - 35.5cm)	12 - 14" (30.5 - 35.5cm)
M	18.5 - 21" (47 - 53.25cm)	14 - 15" (35.5 - 38cm)	14 - 16" (35.5 - 40.5cm)
L	21 - 23.5" (53.25 - 59.5 cm)	15 - 17" (38 - 43 cm)	16 - 18" (40.5 - 47cm)
XL	23.5 - 26.5"(59.5 - 67.25cm)	17 - 19"(43 - 48.25cm)	18 - 20"(47-50.75cm)



膝关节固定器 H4 PCL

穿戴前 穿戴后

快速卡扣系统
快速穿戴和轻松取下



可调节的运动范围
- 可扩展至: 0°、5°、15°、20°和25°
- 可弯曲至: 0°、30°、45°、60°、75°和90°




双边旋钮设计
精确的调整和易于操作



双轴铰链设计
符合膝关节的运动轨迹，
确保贴合稳固，易于佩戴。



后支撑板
- 推动胫骨并稳定在原有位置
- 舒适的防滑衬垫



◆ 适应症
- 用于治疗交叉韧带 (PCL) 损伤和术后康复

◆ 产品型号	
品名	型号
SIMPLE 膝部固定器, 左	11049
SIMPLE 膝部固定器, 右	11050

◆ 尺码

尺码	大腿圆周长	膝关节圆周长	小腿圆周长
S	15.5 - 18.5" (39 - 47cm)	13 - 14" (33 - 35.5cm)	12 - 14" (30.5 - 35.5cm)
M	18.5 - 21" (47 - 53.25cm)	14 - 15" (35.5 - 38cm)	14 - 16" (35.5 - 40.5cm)
L	21 - 23.5" (53.25 - 59.5 cm)	15 - 17" (38 - 43 cm)	16 - 18" (40.5 - 47cm)
XL	23.5 - 26.5" (59.5 - 67.25cm)	17 - 19" (43 - 48.25 cm)	18 - 20" (47 - 50.75 cm)

膝部固定器

商品名：膝关节固定器 K1


穿戴舒适

采用更舒适的防滑垫，
提升穿戴体验。



灵活滑块设计

- 由四个独立的滑动锁模块组成，
相互独立，互不干扰，灵活调节。
- 长短快速调节
18.3~27.2"(46.6~68.9厘米)



全新设计, 外观升级

一步锁定系统：
刻度数据可视化，
简单的按钮控制模块滑动，可实现
精确调节和轻松穿戴。



快速卡扣系统

快速扣设计使绑带只需轻轻一
按即可轻松快速地扣紧和拆卸。



灵活的ROM控制

更宽的可调ROM屈伸角度
扩展范围: 10°~90°
弯曲范围: 0°~120°



绑带可修剪



适应症

- 膝关节术后的需要制动或限位的情况
- 膝关节损伤后的需要制动或限位的情况

尺码

- F (均码)

产品型号

品名	型号
SIMPLE 膝部固定器	11014

专利信息

- 实用新型专利证书ZL 201921568231.7
- 实用新型专利证书ZL 202121168827.5



膝部固定器

商品名：膝部固定器 K3

特点与优势

- 单片固定
- 轻质可塑支撑架
- 轻便、透气

产品型号


品名	型号
膝部固定器	11016

尺码

- S, M, L, XL

适应症

- 需要在伸展位对膝关节进行制动的情况，如：
- 韧带损伤后 / 术后
 - 半月板损伤后 / 术后
 - 肌腱损伤后 / 术后
 - 髌骨脱位后
 - 膝关节周围的骨折

测量方式	码数	S	M	L
	大腿圆周长	≤810mm	≤810mm	≤810mm
固定器长度		510mm	560mm	610mm



膝部固定器

商品名：膝部固定器 KL1

特点与优势

- 穿戴简单
- 贴合腿型

适应症


- 膝关节术前术后固定
- 膝部韧带、急性软组织损伤等固定治疗

产品型号

品名	型号
SIMPLE 膝部固定器	11026

尺码

- F
- 46.2*53cm, 3.2mm



膝部固定器

商品名：O/X型腿固定器 KH9

特点与优势

- 量身制作, 贴合腿型
- 透气舒适
- 夜用

产品型号

品名	型号
膝部固定器	11030

适应症

- 膝内翻(O型腿), 膝外翻(X型腿)
- 胫骨扭转, 膝屈曲, 膝反张
- 脑瘫肌张力过高

尺码

- 定制



膝部固定器

商品名：膝部固定器 KL2

特点与优势

- 穿戴简单
- 贴合腿型

适应症


- 膝、踝关节损伤的固定
- 膝、踝关节术后制动及矫形术后的固定

产品型号

品名	型号
SIMPLE 膝部固定器	11058

尺码

- F
- 90*25.5cm, 3.2mm



膝部固定器

商品名：可调膝踝足支具 KH4

特点与优势

- 长短可调, 活动方便
- 卡盘调节, 操作简单
- 多孔设计, 散热性好

产品型号

品名	型号
膝部固定器	11028

适应症

- 脑瘫引起肌张力过高, 关节变形, 下肢无力, 膝过曲、膝反张行走
- 小儿麻痹引起肌肉萎缩、肌无力
- 因外伤引起下肢严重变形, 导致无法直立行走等

尺码

- 定制

髌部固定器

商品名：可调髌关节固定器 N1

特点与优势

- 材质轻便
- 穿戴方便, 舒适

适应症

- 髌关节保守治疗和髌关节脱位
- 髌关节的损伤性脱位
- 髌臼骨折
- 髌关节假体置换
- 髌关节假体替换
- 髌臼重建
- 股骨头切除术
- 调整性截骨术

产品型号

品名	型号
髌部固定器	21001

尺码

- F (均码)

髌部固定器

商品名：髌外展固定器N2

特点与优势

- 髌关节外展可调

适应症

- 小儿先天性髌脱位
- 先天性髌臼发育不良
- 先天性髌脱位手法复位后髌关节不稳定

产品型号

品名	型号
髌部固定器	21002

尺码

- 定制

髌部固定器

商品名：髌关节限位可调固定器 N3

适应症

- 髌部损伤
- 髌关节软组织损伤
- 髌关节置换术后的保护固定
- 防止髌关节骨折移位或脱臼

产品型号

品名	型号
髌部固定器	21003

尺码

- F (均码)



材质轻便、穿戴方便、舒适

人体工程学设计

上下三个滑块, 调整高度, 使其适合体型

使用便捷按钮即可控制滑块滑动

带锁定的ROM保护

内翻/外翻角度独特调整

绑带可修剪, 调节长度

快速卡扣系统



定制

髌部固定器

商品名：巴甫立克吊带N4

特点与优势

- 材质轻便
- 穿戴方便, 舒适

适应症

- 髌部损伤
- 髌关节软组织损伤
- 髌关节置换术后的保护固定
- 防止髌关节骨折移位或脱臼辅助治疗

产品型号

品名	型号
髌部固定器	21005

尺码

- F(均码)



下肢医用外固定支具

商品名：截瘫行走器(T8以下) KH7

特点与优势

- 全轴承结构
- 步幅限位设计
- 高强度不锈钢材料

适应症

- T8-T12完全性截瘫

产品型号

品名	型号
下肢医用外固定支具	61002

尺码

- S:儿童
- L:成人

下肢医用外固定支具

商品名：截瘫行走器(T4-T8) KH6

特点与优势

- 摇杆式传统力学设计
- 髌屈伸拉杆双调节系统步幅螺栓限位

适应症

- T4以下截瘫

产品型号

品名	型号
下肢医用外固定支具	61001

尺码

- S:儿童
- L:成人



下肢医用外固定支具

商品名：髌膝踝足固定器 KH8

特点与优势

- 髌关节外展, 固定, 可设置旋转范围
- 膝关节有固定, 可调, 落锁关节, 可根据需要置换
- 内衬舒适, 可调性强

适应症

- 髌关节松弛不稳或伴有内、外旋
- 畸形的患者
- 髌骨骨折、骨裂、大腿骨骨折、
- 股骨骨折、股骨头置换
- 下肢无力需要固定的患者

产品型号

品名	型号
下肢医用外固定支具	61003

尺码

- S, L

足部固定器

商品名: 步行靴 B1

适应症



- 高款
- 需要限制足踝及足部活动度的情况：
- 韧带、跟腱损伤后的保守/手术治疗
 - 足部、踝部及胫腓骨下端的稳定性骨折
 - 上踝关节脱位后的治疗
 - 足踝韧带损伤的保守/手术治疗
 - 术前/术后踝关节稳定
 - 严重扭伤
 - 控制水肿

适应症

- 矮款
- 需要限制足踝及足部活动度的情况：
- 前足、中足损伤后的保守/手术治疗
 - 前足、中足的稳定性骨折
 - 软组织、肌腱或韧带损伤后的保守/手术治疗
 - 急性或术后护理
 - 脚踝扭伤
 - 控制水肿



尺码参考



产品型号

品名	型号
SIMPLE 足部固定器, 高款, 有气泵	61003
SIMPLE 足部固定器, 矮款, 有气泵	61004

尺码

尺码	内长度L1 (cm)	外长度 (含弧形) L2 (cm)	男士码数	女士码数	适合脚长 (cm)
XS	22	25	32-34	32-34	20-21.5
S	24.5	27.5	34-38	34-38	21.5-24
M	27.5	30.5	38-42.5	38-42	24-27
L	30.6	33	42.5-47	42-44.5	27-30
XL	34.5	37	47-51.5	/	30-34

足部固定器

商品名：步行靴 B2

特点与优势

- 高/矮款,有气泵/无气泵可选
- 弧形足底减震设计
- 高强度支撑架
- 机械性绑带锁定系统
- 按压式充气气泵系统
- 轻便,符合人体工程学设计

适应症

- 气囊款:
- 足部和/或踝关节稳定性骨折
 - 严重踝关节扭伤
 - 术后康复提供压缩空气支持
 - 足部韧带损伤固定
 - 骨折愈合和水肿(肿胀)
- 无气囊款:
- 足部及/或踝关节稳定骨折
 - 足部韧带损伤固定
 - 严重踝关节扭伤及术后康复
 - 骨折愈合及水肿(肿胀)治疗

透气舒适的衬垫



按压式充气气泵系统



机械性绑带锁定系统



焊接式魔术贴绑带



无金属设计

尺码参考



短款-XS 高款-XS 短款-S 高款-S 短款-M 高款-M 短款-L 高款-L 短款-XL 高款-XL



减震鞋垫



弧形足底减震设计

专利信息

- 外观设计专利号ZL 202030754647.X
- 实用新型专利号ZL 202023326075.9

尺码

尺码	内长度L1 (cm)	外长度(含弧形) L2 (cm)	男士码数	女士码数	适合脚长(cm)
XS	22	25	32-34	32-34	20-21.5
S	24.5	27.5	34-38	34-38	21.5-24
M	27.5	30.5	38-42.5	38-42	24-27
L	30.6	33	42.5-47	42-44.5	27-30
XL	34.5	37	47-51.5	/	30-34

产品型号

品名	型号
SIMPLE 足部固定器,高款,有气泵	61001
SIMPLE 足部固定器,矮款,有气泵	61002
SIMPLE 足部固定器,高款,无气泵	61005
SIMPLE 足部固定器,矮款,无气泵	61006



踝部固定器

商品名：足底筋膜固定器 A1

特点与优势

- 自压式双气囊联动设计
- 透气舒适

适应症

- 跟腱炎
- 急性和慢性足底筋膜炎

产品型号

品名	型号
SIMPLE 踝部固定器	62007

尺码

- S, M, L

测量方式		S	M	L
	男士尺码	≤180mm	180-280mm	≥280mm
	女士尺码	≤220mm	220-320mm	≥320mm



踝部固定器

商品名：踝部固定器 A2

特点与优势

- 透气、轻便
- 系带设计,8字型绑带固定
- 左右脚均可穿戴

适应症

- 急性踝关节韧带
- 扭伤
- 慢性踝关节不稳定
- 踝关节运动损伤的防护和治疗

产品型号

品名	型号
SIMPLE 踝部固定器	62005

尺码

- XS, S, M, L, XL, XXL

测量方式	XS	S	M
	250-280mm	280-300mm	300-330mm
	L	XL	XXL
	330-350mm	350-380mm	380-400mm



踝部固定器

商品名：踝部固定器 A3

特点与优势

- 刚性外壳,柔软包边
- 双向固定保护脚踝
- 压力均衡,松紧可调,贴合完美
- 可拆卸内衬,可穿入鞋子
- 海绵/气囊衬垫,穿戴舒适

适应症

- 上踝关节韧带和关节囊受伤 (例如韧带断裂、劳损、扭曲)
- 软组织轻微受伤
- 慢性踝关节不稳
- 踝关节损伤康复与预防
- 急性、慢性和炎性水肿

产品型号

品名	型号
SIMPLE 踝部固定器, 海绵衬垫, 左	62009
SIMPLE 踝部固定器, 海绵衬垫, 右	62010
SIMPLE 踝部固定器, 气囊衬垫, 左	62011
SIMPLE 踝部固定器, 气囊衬垫, 右	62012

尺码

- S/M, L/XL

测量方式		S/M	L/XL
	男士尺码	150-255mm	≥255mm
	女士尺码	180-280mm	≥280mm

踝部固定器

商品名：踝部固定器 A13

特点与优势

- 透气舒适的3D布料
- 开放和轻量化设计
- 双边塑胶支撑, 穿戴稳定
- 便于穿戴的微调系统和8字形固定方式
- 贴合脚踝的轮廓
- 左脚和右脚通用设计

适应症

- 轻度、中度或重度外侧韧带扭伤
- 下胫腓扭伤
- 恢复运动

产品型号

品名	型号
SIMPLE 踝部固定器	62034

尺码

- XS, S, M, L

测量方式	XS	S	M	L
	160-190mm	190-220mm	220-260mm	260-300mm



定制



踝部固定器

商品名：动踝踝足固定器 FH1

特点与优势

- 高级PE材料,强度高,耐磨性好
- 透气,舒适

适应症

- 胫骨腓骨远端骨折
- 足下垂
- 踝关节内,外翻

产品型号

品名	型号
踝部固定器	62016

尺码

- 定制

定制



踝部固定器

商品名：踝部固定器 FL1

特点与优势

- 量身定制
- 快速固定
- 紧急使用

适应症


- 踝关节损伤的保守治疗及术后固定
- 踝关节保持在功能位的患者
- 胫腓骨的稳定性骨折的固定
- 踝关节韧带损伤固定

产品型号

品名	型号
踝部固定器	62017

尺码

- F
26.7*59cm, 3.2mm



定制



踝部固定器

商品名：静踝踝足固定器 FH2

特点与优势

- 高级PE材料,强度高,耐磨性好
- 透气,舒适

适应症

- 胫骨腓骨远端骨折
- 足下垂
- 踝关节内,外翻

产品型号

品名	型号
踝部固定器	62018

尺码

- 定制

定制



踝部固定器

商品名：踝部固定器 FL4

特点与优势

- 量身制作
- 快速固定

适应症


- 用于踝关节内翻、外翻位、骨折及韧带损伤固定

产品型号

品名	型号
踝部固定器	62048

尺码

- F
62*16cm, 3.2mm



定制

足部固定器

商品名：3D打印鞋垫 BF1

特点与优势

- 减轻负重
- 舒适透气
- 3D打印定制

产品型号

品名	型号
SIMPLE 足部固定器	61009

适应症

- 足底筋膜炎
- 足部疼痛
- 扁平足，
- 高弓足，跟腱炎
- 膝关节疼痛及腰痛

尺码

- 定制

肘部固定器

商品名：肘部固定器 E1

特点与优势

- 更宽的可调ROM屈伸角度
- 长短快速调节
- 绑带长度可调
- 滑动式调节系统
- 屈伸角度一键锁定
- 可选手柄

适应症

- 为受伤或手术后的肘部提供固定或移动范围控制
- 稳定骨折位置、修复肱二头肌
- 适用于轻度到重度软组织损伤的情况
- 肘关节脱臼伴有损伤的治疗（保守/术后）
- 内侧或外侧上髌骨折的固定
- 桡骨头骨折的治疗（保守/术后）
- 肱骨远端骨折的治疗（保守/术后）
- 肘关节置换后的术后护理



滑动结构

滑块调节灵活，快速锁扣一键式锁紧，佩戴更方便

快速锁定系统

快速锁定卡盘，限制/固定活动范围，提供稳定保护

可选手柄

定制

足部固定器

商品名：足跟垫 BF2

特点与优势

- 减轻负重
- 透气舒适

产品型号

品名	型号
足部固定器	61010

适应症

- 足底筋膜炎
- 脚跟骨刺
- 跟腱炎

尺码

- 定制

定制

足部固定器

商品名：固定鞋

特点与优势

- 内置高维固定器
- 嵌入式抗压设计
- 专业固定鞋打底

产品型号

品名	型号
足部固定器	61013

适应症

- 各种疾病引起的内翻足、外翻足、马蹄足、下垂足、扁平足、弓形足、槌状足、距下关节强直、拇外翻等畸形
- 足跟骨刺
- 踝关节炎
- 足部骨折
- 跖骨痛等

尺码

- 定制



产品型号

品名	型号
SIMPLE 肘部固定器, 左	41003
手柄, 左	860245
SIMPLE 肘部固定器, 右	41004
手柄, 右	860246

尺码

- F (均码)

专利信息

- 实用新型专利号: 201921568231.7
- 实用新型专利号: 202121168827.5



肘部固定器

商品名：肘部固定器 E2

特点与优势

- 大小可调节
- 通用
- 穿戴舒适

适应症

- 肘部的内上髁炎（高尔夫球肘）、外上髁炎（网球肘）或肌腱病

产品型号

品名	型号
肘部固定器	41009

尺码

- F(均码)



手臂吊带

商品名：肩部固定带 E3

特点与优势

- 舒适,透气
- 穿戴方便,调整方便
- 内置拇指环
- 左右通用

适应症

- 手臂及上臂骨折固定
- 肩关节不稳及脱臼固定
- 手术后及石膏期使用
- 腕关节脱臼固定

产品型号

品名	型号
SIMPLE 手臂吊带	31302

尺码

- F (均码)



肘部固定器

商品名：肘部固定器 EL1

特点与优势

- 穿戴舒适,透气
- 个性化定制,贴合手臂
- 紧急固定

适应症

- 肘关节术后固定
- 肘关节脱臼的保守治疗
- 肱骨远端、尺桡骨近端或尺骨的稳定

产品型号

品名	型号
肘部固定器	41005

尺码

- F
19.8*50,3.2mm



肩部固定带

商品名：手臂吊带 E4

特点与优势

- 开放式设计,易于穿戴
- 舒适,透气
- 固定牢固,稳定性增强

适应症

- 肩胛骨骨折(保守治疗 / 术后治疗)
- 肱骨头近端骨折(术后,非手术)
- 撞击综合征(术后,非手术)
- 肩锁关节脱位(术后,非手术)
- 肩锁关节关节炎(术后,非手术)
- 骨关节炎疼痛的非手术治疗

产品型号

品名	型号
肩部固定带	31303

尺码

- F(均码)

肩部固定器

商品名：肩外展固定器 E6

特点与优势

- 臂长可调
- 可调节肩屈曲和外展角度

适应症

- 适用于肩关节术后固定
- 肱骨骨折合并桡神经损伤
- 肩关节骨折
- 脱臼后复位固定
- 棘上肌腱断裂
- 臂丛神经损伤
- 肩关节结核等保守治疗时的功能位固定

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31004

尺码

- F (均码)

肩部固定器

商品名：肩外展固定器E6 (儿童款)

特点与优势

- 臂长可调
- 可调节肩屈曲和外展角度

适应症

- 适用于肩关节术后固定
- 肱骨骨折合并桡神经损伤
- 肩关节骨折
- 脱臼后复位固定
- 棘上肌腱断裂
- 臂丛神经损伤
- 肩关节结核等保守治疗时的功能位固定

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31005

尺码

- XS



测量方式	S	M	L
	61-76cm	76-91cm	91-107cm

肩部固定器

商品名：肩部固定器 E7

特点与优势

- 8字形设计
- 穿戴舒适,受力均匀
- 高粘度魔术贴绑带,松紧可调

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31019

适应症

- 锁骨及肩胛骨骨折,弓背或者拱形背以及驼背者

尺码

- S, M, L

肩部固定器

商品名：肩部固定器 E8

特点与优势

- 轻便,可折叠
- 方便携带,可拆卸清洁
- 舒适的弹性
- 三向拉力支撑,全方位均匀受力,全面提供向上拉力,可调设计

产品型号

品名	型号
肩部固定器,左	31017
肩部固定器,右	31018

适应症

- 肱骨头近端、肩胛骨或关节孟骨折和肩锁
- 关节脱位后的保守 / 术后治疗
- 肩关节前脱位和慢性前半脱位以及疼痛性
- 关节僵硬的保守治疗
- 肩关节固定、肱二头肌肌腱锚再固定后的
- 术后治疗

尺码

- F (均码)



肩部固定器

商品名：肩部固定器 E9

特点与优势

- 尼龙卡扣连接,便于调节外展角度
- 按人体工学设计的弧形海绵,穿戴舒适
- 加宽肩带腰带设计,带透气肩垫穿戴不紧勒

产品型号

品名	型号
肩臂固定器,左	31008
肩臂固定器,右	31009

适应症

- 肩袖修复术后
- 肩锁关节脱位后 (保守治疗/术后)
- 肩关节假体植入术后
- 肱骨头骨折 (保守治疗/术后)
- 肩峰撞击综合症 (保守治疗/术后)
- 肱二头肌肌腱撕裂术后

尺码

- F (均码)



肩部固定器

商品名：肩部固定器 E20

适应症

- 肩关节前脱位和/或慢性半脱位后的非手术治疗
- 肩胛骨骨折(非手术, 术后)
- 肱骨头近端骨折(术后, 非手术)
- 撞击综合征(非手术, 术后)
- 肩锁关节脱位(术后, 非手术)
- 肩锁关节关节炎(术后, 非手术)
- 骨关节炎疼痛的非手术治疗




多样性设计
可根据患者情况搭配不同的外旋/外展枕垫, 以达到合适的固定角度(如肩部固定器E13-E18)

产品型号

品名	型号
SIMPLE 肩部固定器 E20	31002

尺码

- F(均码)



肩部固定器

商品名：肩部固定器 E13

特点与优势

- 15°外旋调节枕头和轻微的5°外展调节
- 采用舒适透气材料
- 可调节的臂长, 实现个性化贴合
- 方便易用的卡扣及魔术贴设计
- 左右通用

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31013

适应症

- 肩袖修复术术后
- 肩锁关节脱位后(保守治疗/术后)
- 肩关节假体植入术后
- 肱骨头骨折(保守治疗/术后)
- 肩峰撞击综合症(保守治疗/术后)
- 肱二头肌肌腱撕裂术后

尺码

- F(均码)



肩部固定器

商品名：肩部固定器 E14

特点与优势

- 15°+15°外旋调节枕头和轻微的5°外展调节
- 采用舒适透气材料
- 可调节的臂长, 打造个性化贴合度
- 方便易用的卡扣及魔术贴设计
- 左右通用

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31014

适应症

- 肩袖修复术术后
- 肩锁关节脱位后(保守治疗/术后)
- 肩关节假体植入术后
- 肱骨头骨折(保守治疗/术后)
- 肩峰撞击综合症(保守治疗/术后)
- 肱二头肌肌腱撕裂术后

尺码

- F(均码)



肩部固定器

商品名：肩部固定器 E15

特点与优势

- 15°+30°外旋调节枕头和轻微的5°外展调节
- 采用舒适透气材料
- 可调节的臂长, 打造个性化贴合度
- 方便易用的卡扣及魔术贴设计
- 左右通用

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31015

适应症

- 肩袖修复术术后
- 肩锁关节脱位后(保守治疗/术后)
- 肩关节假体植入术后
- 肱骨头骨折(保守治疗/术后)
- 肩峰撞击综合症(保守治疗/术后)
- 肱二头肌肌腱撕裂术后

尺码

- F(均码)



肩部固定器

商品名：肩部固定器 E16

特点与优势

- 15° 外展调节枕
- 采用舒适透气材料
- 可调节的臂长, 打造个性化贴合度
- 方便易用的卡扣及魔术贴设计
- 左右通用

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31010

肩部固定器

商品名：肩部固定器 E17

特点与优势

- 15° + 15° 外展调节枕头
- 采用舒适透气材料
- 可调节的臂长, 打造个性化贴合度
- 方便易用的卡扣及魔术贴设计
- 左右通用

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31011

肩部固定器

商品名：肩部固定器 E18

特点与优势

- 15° + 30° 外展调节枕头
- 采用舒适透气材料
- 可调节的臂长, 打造个性化贴合度
- 方便易用的卡扣及魔术贴设计
- 左右通用

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31012

适应症

- 肩袖修复术后
- 肩锁关节脱位后 (保守治疗/术后)
- 肩关节假体植入术后
- 肱骨头骨折 (保守治疗/术后)
- 肩峰撞击综合症 (保守治疗/术后)
- 肱二头肌肌腱撕裂术后

尺码

- F (均码)

适应症

- 肩袖修复术后
- 肩锁关节脱位后 (保守治疗/术后)
- 肩关节假体植入术后
- 肱骨头骨折 (保守治疗/术后)
- 肩峰撞击综合症 (保守治疗/术后)
- 肱二头肌肌腱撕裂术后

尺码



- F (均码)

适应症

- 肩袖修复术后
- 肩锁关节脱位后 (保守治疗/术后)
- 肩关节假体植入术后
- 肱骨头骨折 (保守治疗/术后)
- 肩峰撞击综合症 (保守治疗/术后)
- 肱二头肌肌腱撕裂术后

尺码

- F (均码)



肩部固定器

商品名：肩部固定器 EL2

特点与优势

- 塑形方便
- 佩戴舒适、透气

适应症

- 肩肘关节术后固定、保护和功能位的保持

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31007

尺码

- F
76.7*35.5cm, 3.2mm

肩部固定器

商品名：肩部固定器 EL3

特点与优势

- 塑形方便
- 佩戴舒适、透气

适应症

- 肩关节术后固定
- 肱骨骨折合并桡神经损伤、三角肌麻痹、冈上肌腱断裂
- 肩关节骨折、脱位后臂丛麻痹
- 急性肩周炎、肩关节化脓性关节炎、肩关节结核

产品型号

品名	型号
肩部固定器	31021

尺码

- F
36*37cm, 3.2mm

手指固定器

商品名：拇指固定器 W1

特点与优势

- 透气、舒适
- 重量轻, 强支撑
- 可调节绑带、定制版型、长时间佩戴
- 均码

适应症

- 拇指基底关节尺
- 侧韧带损伤
- 拇指基底关节和拇指鞍状关节炎 (例如掌关节关节炎)
- 类风湿关节炎

产品型号

品名	型号
SIMPLE 手指固定器	31901

尺码

- F (均码)

腕关节固定器

商品名：手腕固定器 W2

特点与优势

- 增强支撑
- 穿戴可调
- 开放式设计, 重量轻, 使用方便
- 透气, 舒适

适应症

- 腕关节扭曲后固定
- 肌腱炎和/或腱鞘炎
- 腕部软组织损伤 (保守、术后)
- 腕管综合症
- 类风湿关节炎

产品型号

品名	型号
SIMPLE 腕关节固定器	42003
SIMPLE 腕关节固定器	42004

尺码

- S, L

腕关节固定器

商品名：手腕固定器 W3

特点与优势

- 透气舒适的3D布料
- 轻量化设计, 铝合金支撑, 穿戴稳定
- 便于穿戴的快速系带系统
- 贴合手腕和手掌的轮廓
- 左手和右手通用设计

适应症

- 轻至中度扭伤
- 韧带或肌腱相关损伤/创伤
- 骨神经损伤
- 腕腱炎
- 腕管综合症
- 腕部的术后固定
- 垂腕

产品型号

品名	型号
SIMPLE 腕关节固定器	42001

手指固定器

商品名：手指固定器 W4

特点与优势

- 透气舒适的3D布料
- 轻量化设计
- 铝合金支撑, 穿戴稳定
- 便于穿戴的快速系带系统
- 贴合手腕和手掌的轮廓/贴合拇指的固定

适应症

- 手腕扭伤
- 拇指扭伤
- 腕部骨关节炎
- 舟状骨骨折
- 手腕肌腱炎和肌腱疾病
- 拇指肌腱疾病
- 风湿性疾病的炎症阶段

产品型号

品名	型号
SIMPLE 手指固定器, 左	31903
SIMPLE 手指固定器, 右	31904



尺码

- XS, S, L

测量方式	XS	S	L
	110-130mm	130-170mm	170-230mm



尺码

- XS, S, M, L, XL

测量方式	XS	S	M	L	XL
	110-130mm	130-153mm	153-178mm	178-203mm	203-230mm

定制



手指固定器

商品名：手伸肌腱动力固定器 WH3

特点与优势

- 高弹力维持产品功能

适应症

- 用于MP(掌指关节)伸展挛缩

产品型号

品名	型号
手指固定器	31907

尺码

- 定制

定制



腕关节固定器

商品名：拇指腕关节固定器WL1

特点与优势

- 透气,舒适
- 轻量化设计
- 定制化,贴合手型

适应症


- 腕关节或前臂远端骨折
- 腕关节成形术的功能位固定
- 腕关节炎等病变的休息位制度或月骨脱位

产品型号

品名	型号
腕关节固定器	42007

尺码

- F
- 31.3*18.9cm, 3.2mm



定制



手指固定器

商品名：手屈肌腱动力固定器 WH4

特点与优势

- 高弹力维持产品功能

适应症

- 用于MP(掌指关节)屈曲挛缩

产品型号

品名	型号
手指固定器	31908

尺码

- 定制

定制



腕关节固定器

商品名：对掌固定器 WL2

特点与优势

- 透气,舒适
- 轻量化设计
- 定制化,贴合手型

适应症


- 手及腕部稳定性骨折的固定
- 肌腱神经损伤及矫形术后功能位的固定

产品型号

品名	型号
腕关节固定器	42008

尺码

- F
- 29.6*14.7cm, 3.2mm





腕关节固定器

商品名：腕肘固定器 WL3

特点与优势

- 角度固定
- 穿戴方便
- 定制化设计, 贴合手臂

适应症

- 适用于腕肘关节手术后的固定、保护和功能位的保持

产品型号

品名	型号
腕关节固定器	42010

尺码

- F 19.8*55cm, 3.2mm



手指固定器

商品名：单指固定器(手指) WL5

特点与优势

- 轻便, 穿戴简易
- 定制化设计, 贴合手指
- 快速固定

适应症

- 用于IP(指间关节)固定

产品型号

品名	型号
手指固定器	31902

尺码

- F 19.5*14cm, 3.2mm



腕关节固定器

商品名：腕部固定器 WL6

特点与优势

- 透气、舒适
- 轻量化设计
- 定制化, 贴合手型

适应症


- 桡骨神经麻痹引起的手掌下垂
- 腕关节术后需要限制腕关节活动
- 腕关节骨折保守治疗

产品型号

品名	型号
腕关节固定器	42019

尺码

- F 22*27cm, 3.2mm





颈部固定器

商品名：费城颈托 C1

特点与优势

- 大小可调
- 通用
- 穿戴舒适, 透气
- 快速固定

适应症

- 颈部创伤 / 术后稳定
- 颈部退行性病变
- 单纯稳定性骨折
- 颈椎半脱位的保守治疗

产品型号

品名	型号
颈部固定器	51002

尺码

- S, M, L



腰部固定器

商品名：腰部固定器 LSO 208

特点与优势

- 双机械滑轮系统
- 单面紧固件
- 可调拉线
- 舒适、透气

适应症

- 适用于T9--S1
- 适用于脊柱融合、椎板切除术/椎板切开术、椎间孔切开术、腹腔镜椎间盘置换术、IDET手术、多级减压之后的术后稳定管理方案。

产品型号

品名	型号
SIMPLE 腰部固定器 (灰色)	52006

尺码

尺码	腰围 (髂棘上2cm)
F	64~140cm



胸部固定器

商品名：脊柱固定器 TLSO 302

特点与优势

- 双独立滑轮系统
- 软垫肩带
- 无工具胸线调整
- 可伸缩后面板
- 可拆卸前面板
- 最大限度的舒适和支持

适应症

- 适用于T3--L2
- 术前和术后手术的辅助手段, 通过胸椎姿势伸展对齐来缓解急性疼痛, 缓解骨质疏松症各个阶段的早期疼痛、胸椎压缩性骨折、脊柱后凸和胸椎机械性背痛

产品型号

品名	型号
SIMPLE 胸部固定器	51302

尺码

尺码	腰围 (髂棘上2cm)
F	64~127cm



腰部固定器

商品名：腰部固定器 LSO 200

特点与优势

- 双独立滑轮系统
- 轮廓低面板
- 长度可调滑轮手柄
- 舒适、透气

适应症

- 适用于T10--S1
- 适用于脊柱融合、椎板切除术/椎板切开术、椎间孔切开术、腹腔镜椎间盘置换术、IDET手术、多级减压之后的术后稳定管理方案

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52009

腰部固定器


商品名：腰部固定器 LO 106

特点与优势

- 高弹压缩面料
- 背侧-腰椎支撑
- 金属弹性支撑, 穿戴稳定
- 前后带可调
- 穿戴方便

适应症

- 术后椎间盘切除术/融合
- 下腰痛/劳损
- 腰椎间盘突出
- 压缩性骨折
- 骨质疏松
- 椎间盘突出及退变性
- 腰椎滑脱




产品型号

品名	型号
SIMPLE 腰部固定器	52008

尺码

- S, M, L, XL, XXL, XXXL

尺码测量	S	M	L
	20.4-24.4" (52-62cm)	24.4-29.1" (63-74cm)	29.1-35" (75-89cm)
	XL	XXL	XXXL
	35-41.3" (90-105cm)	41.3-47.2" (106-120cm)	47.2-55.1" (121-140cm)



腰部固定器

商品名：腰部固定器 LO 108

特点与优势

- 双机械滑轮系统
- 单面紧固件
- 可调拉线
- 舒适、透气

产品型号

品名	型号
SIMPLE 腰部固定器 (灰色)	52002

适应症

- 适用于L1--S1
- 适用于腰痛扭伤和拉伤、腰椎间盘突出、骨质疏松、椎间盘退变、椎间盘突出、术后融合、椎板切除术、椎间盘切除术、IDET手术、脊椎滑脱和椎管狭窄

尺码

尺码	腰围 (髂棘上2cm)
F	64~140cm

定制



腰部固定器

商品名：腰骶固定器 LH1

特点与优势

- 轻便、透气
- 定制化设计

适应症

- 术后推间盘切除
- 下腰痛/劳损
- 腰椎间盘突出
- 压缩性骨折
- 骨质疏松
- 椎间盘突出及退变性
- 腰椎滑脱患者

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52010

尺码

- 定制

腰部固定器

商品名：胸腰骶固定器 LH7

特点与优势

- 轻便、透气
- 定制化设计

适应症

- 限制腰部运动，腰部疾病和保守治疗患者
- 治疗下腰痛和腰椎间盘突出、间盘突出术后和脊柱融合术后
- 胸腰骶椎骨折术后固定及保守治疗使用，包含胸腰椎骨折术后、腰椎骶损伤骨折、椎体滑脱、椎间盘突出、椎体结核、骨质疏松等
- 胸腰骶椎椎体及其软组织损伤康复训练过程中早期站立

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52019

尺码

- 定制

定制



腰部固定器

商品名：腰部固定器 LO 103

特点与优势

- 轻便透气
- 提高腹腔内压，减轻脊柱体重负担
- 限制脊柱运动，消除疼痛

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52013

适应症

- 腰椎间盘突出或膨出
- 低位胸椎或腰椎轻度滑脱
- 低位胸椎或腰椎周围软组织损伤
- 轻度骨性损伤

尺码

尺码	腰围 (髂棘上2cm)
S	64~76cm
M	76~89cm
L	89~102cm
XL	102~114cm

腰部固定器

商品名：腰部固定器 LO 105

特点与优势

- 轻便透气
- 提高腹腔内压，减轻脊柱体重负担
- 限制脊柱运动，消除疼痛

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52003


适应症

- 腰椎间盘突出或膨出
- 低位胸椎或腰椎轻度滑脱
- 低位胸椎或腰椎周围软组织损伤
- 轻度骨性损伤

尺码

尺码	腰围 (髂棘上2cm)
S	64~76cm
M	76~89cm
L	89~102cm
XL	102~114cm

定制



腰部固定器

商品名：胸腰椎固定器 LL5

特点与优势

- 硬性胸腰支具 (PP、PE、高分子材料)
- 完全与身体服贴，最大限度地分散压力，穿着感和固定性较好

适应症

- 胸腰段不稳定型脊柱骨折，椎体压缩超过1/2以上、畸形角大于20°、或伴有脱位可考虑开放复位内固定
- 术后脊柱固定

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52020

尺码

- F
- 前片：53.9*48.8cm, 3.2mm
- 后片：49.6*47.9cm, 3.2mm

3D 打印医疗



3D打印技术可以真正根据患者的特点和要求实现个性化制造,成为辅助精准医疗的有力手段。

随着3D打印技术的进步,它在医疗领域得到了广泛的应用和临床实践,特别是在脊柱侧弯、关节固定支具定制、手术导板等医疗领域。这使得更多的患者能够得到有效的治疗和康复帮助。

定制



腰部固定器

商品名：色奴型固定器 LDH1

特点与优势

- 高温热塑制作
- 舒适,透气
- 定制化设计,贴合身形

适应症

- 侧弯顶椎T6以下Cobb角小于50°的
- 特发性脊柱侧弯
- 其他脊柱侧弯

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52023

尺码

- 定制



SIMPLE 3D 扫描系统



全足扫描仪 DSC01B




全足扫描仪 DSC02B



足底扫描仪 DSC03B



FDM 6060 3D 支具打印机



FDM 3218B 3D 鞋垫打印机



足底压力测试仪



SLA 6060 3D 导板模型打印机

定制



腰部固定器

商品名：3D打印色努式固定器 LD1

特点与优势

- 高强度, 轻便
- 韧性及支撑性好, 贴合人体
- 3D打印, 数字化个人定制

适应症

- 特发性脊柱侧弯保守治疗

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52021

尺码

- 定制

定制



腰部固定器

商品名：腰部固定器 LD2

特点与优势

- 采用生物降解材质, 柔韧性好
- 产品轻便, 透气, 穿戴舒适
- 亲肤材质, 无过敏反应, 无刺激性气味
- 绑带自由调节长度

适应症

- 用于对人体胸腰部部位的外固定或支撑
- 限制胸腰椎的屈伸、侧屈和旋转运动, 并提供纵向支撑力, 使脊椎减负

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52031

尺码

- XS, S, M, L, XL

定制



腰部固定器

商品名：腰部固定器 LD3

特点与优势

- 采用生物降解材质, 柔韧性好
- 产品轻便, 透气, 穿戴舒适
- 亲肤材质, 无过敏反应, 无刺激性气味
- 绑带自由调节长度

产品型号

品名	型号
腰部固定器	52032

适应症

- 对人体腰部部位的外固定或支撑
- 完全限制腰椎部的各方运动

尺码

- XS, S, M, L, XL

定制



骶部固定器

商品名：骶部固定器 LD4

特点与优势

- 3D打印
- 穿戴方便, 透气
- 定制化, 完美贴合人体
- 可调节松紧, 舒适穿戴

产品型号

品名	型号
骶部固定器	72001

适应症

- 人体骶部部位的外固定或支撑
- 稳定骨盆, 具有较好的固定、保护作用

尺码

- XS, S, M, L, XL

定制



颈部固定器

商品名：颈部固定器 LD5

特点与优势

- 材质为生物降解材质, 柔韧性好
- 产品轻便, 穿戴舒适感强
- 材质与皮肤接触无副作用, 无过敏反应, 无刺激性气味
- 绑带自由调节长度
- 产品透气性良好

产品型号

品名	型号
颈部固定器	51011

适应症

- 限制颈椎的屈伸、侧屈和旋转, 减少颈椎压力

尺码

- XS, S, M, L, XL